


CATÁLOGO LILIVIS CHAIRSIDE

PRODUCE EN CLÍNICA LOS CASOS QUE SÍ ENCAJAN.

Captura, diseño y fabricación con una configuración adaptada a tu práctica.
Formación y soporte de AldraScan con técnico propio.



UN FLUJO, DOS RUTAS DE FABRICACIÓN

01

Capturar

Escaneo intraoral · Lilivis
SCAN LS-100

02

Diseñar

Diseño digital · L-CAD

RUTA A

Fresar

Lilivis MILL LM-100

RUTA B

Imprimir

Lilivis PRINT · lavado ·
poscurado

La ruta se elige según la indicación, el material y el protocolo clínico. Imagen oficial Lilivis.

01 · MÁS ALLÁ DEL EQUIPO

EL COSTE TAMBIÉN ESTÁ EN EL FLUJO DE TRABAJO.

Evalúa tiempos, coordinación, coste por caso y capacidad del equipo antes de decidir qué producir en la clínica.

COORDINACIÓN

Revisa los tiempos. Identifica las etapas que dependen de terceros y cuándo conviene mantener la colaboración con el laboratorio.

CAPACIDAD

Selecciona los casos. Valora volumen, complejidad, materiales y el tiempo que tu equipo puede dedicar a producir.

DECISIÓN

Compara el coste total. Equipos, software, consumibles, mantenimiento, personal y etapas de acabado.

No todo debe hacerse dentro de la clínica. El objetivo es incorporar los casos que tienen sentido clínico, operativo y económico para tu práctica.

PUNTO DE PARTIDA

Tu situación actual. Casos, equipo disponible, coste externo y necesidades de formación.

IMPLANTACIÓN

Una evolución progresiva. Define un alcance inicial y revisa los resultados antes de ampliar la producción.

CUÁNTO DEJA CADA CORONA · CASO DE EJEMPLO**150 €**

LO QUE TE COBRA TU
LABORATORIO

SUPUESTO**25,00 €**

MATERIAL · 1 BLOQUE
MAZIC CLARO CAD

125,00 €

AHORRO POR CORONA
FRESADA

321

CORONAS PARA
PAGAR LA RUTA
COMPLETA

Beneficio por corona: si la vendes a 450 €, pasas de 300 € con laboratorio a 425 € fresándola en la clínica (+42 %). Esos 300 € ya los ganabas: para amortizar solo cuenta el ahorro. **SUPUESTO**

Lectura: con 20 coronas al mes, la ruta completa de fresado (40.140 €) se paga en unos 16 meses. Con 10 al mes, en unos 32. Con el pack MAZIC Claro 10 + 5 al comprar la LM-100 (hasta el 31/12/2026), 316 coronas. Lo que decide es tu volumen real de casos indicados: por eso el estudio empieza contándolos. **CÁLCULO ALDRASCAN**

SUPUESTO Laboratorio de 150 € por corona de disilicato y venta de 450 €: supuestos de trabajo, ajústalos con tus datos. Ahorro = laboratorio – bloque; no incluye fresas, glaseado, tiempo del equipo ni impuestos. Escenarios de 90 € y 120 €: Catálogo AldraScan Chairside 2026, pág. 22.

02 · IMPLEMENTACIÓN

MÁS QUE EQUIPOS: UN FLUJO PARA TU CLÍNICA.

Partimos de tus casos, tu equipo actual y tus objetivos para proponer una configuración coherente.

01

Analizar

Casos, volumen, especialidad y objetivos de producción.

02

Aprovechar

Qué parte de tu flujo actual puede mantenerse.

03

Conectar

Integración de captura, CAD y fabricación.

04

Validar

Materiales, indicaciones y protocolos de cada aplicación.

05


Instalar

Configurar y poner en marcha el flujo elegido.

06

Acompañar

Formación, primeros casos y soporte de uso.




Diseño con L-CAD · imagen oficial LiliVis

SIGUIENTE PASO

Solicita una evaluación de tu flujo

Escanea el QR o escríbenos por
WhatsApp al +34 610 754 358.



03 · CAPTURAR · LILIVIS SCAN LS-100

CAPTURA DIGITAL PARA INICIAR EL FLUJO.

Exportación STL, OBJ y PLY para trabajar los datos del escaneo en el software de destino.¹

**230 g**

PIEZA DE MANO

15×18MM · CAMPO DE
VISIÓN, HASTA**22**MM ·
PROFUNDIDAD,
HASTA**USB 3.1**

CABLE DE 2,0 M

DATOS ABIERTOS

Integración que se comprueba. Los formatos abiertos no garantizan compatibilidad universal: verifica la importación, el diseño y la fabricación en tu configuración.

REUTILIZACIÓN

Puntas autoclavables. Hasta 150 ciclos por punta según el fabricante. Sigue sus instrucciones de limpieza, esterilización e inspección.¹

5.890 €

PVP + IVA · LILIVIS SCAN LS-100

1.500 €

PVP + IVA · L-CAD, LICENCIA PERPETUA

FABRICANTE Especificaciones declaradas por el fabricante para el LS-100. **PRECIO VERIFICADO** Precios: tarifa AldraScan, 25/09/2026.

1. Ossvis · Lilivis SCAN: ossvis.com/en/Product/Lilivis_SCAN.php

04 · FRESAR · LILIVIS MILL LM-100

CONVIERTE CASOS INDICADOS EN PRODUCCIÓN INTERNA.

Mecanizado húmedo con doble husillo para restauraciones en clínica.²



Tapa cerrada · imagen oficial Lilivis



Tapa abierta · imagen oficial Lilivis

50.000

RPM, HASTA

DobleHUSILLO · 4
MOTORES**±25 µm**REPETIBILIDAD
DECLARADA**Sin**COMPRESOR
EXTERNO

MATERIALES DECLARADOS

Disilicato de litio, vitrocerámica, cerámica híbrida, zirconia y PMMA. Bloques de hasta 40 mm: válida referencia, geometría, herramientas y estrategia CAM antes de producir.²

HORNO, SEGÚN MATERIAL

El **disilicato** se cristaliza en horno de cerámica (Duotron T-3200, 4.490 € + IVA). La **zirconia presinterizada** necesita sinterizado. Híbridas y PMMA: sin horno.

8-15 minutos en modo grinding. Tiempo de mecanizado declarado, no tiempo clínico total: varía con el material y el caso. La repetibilidad no equivale a precisión clínica.²

FABRICANTE 2. Ossvis · Lilivis MILL: ossvis.com/en/Product/Lilivis_MILL.php · 3. Huvitz · instalación: huvitz.com/en/product/lilivis-mill/

05 · IMPRIMIR · LILIVIS PRINT + CURE

IMPRESIÓN, LAVADO Y CURADO CON UN PROTOCOLO DEFINIDO.

La resina, la configuración de impresión y el posprocesado deben corresponder a la aplicación prevista.

Lilivis PRINT · LP-100 · imagen oficial Lilivis ⁴Lilivis CURE · LC-100 (L-UV) · imagen oficial Lilivis / Huvitz ⁴

50 μ m

TAMAÑO DE PÍXEL XY DECLARADO

TECNOLOGÍA

Adaptive MSLA con sistema LSA y óptica Fresnel. ⁴ El píxel no equivale a precisión clínica de la pieza.

IMPRIMIR

Lilivis PRINT LP-100. Parámetros adecuados al material y a la indicación. ⁴

LAVAR

Según la resina. Lavado de las piezas antes del poscurado, siguiendo las instrucciones del fabricante de la resina.

VALIDACIÓN NECESARIA

POSCURAR

Lilivis CURE LC-100. Curado UV con 20 LED superiores y 10 laterales. Tiempo según protocolo. ⁴

3.910 €

PVP + IVA · LILIVIS PRINT

2.148 €

PVP + IVA · LILIVIS CURE

Cada aplicación necesita su material y su protocolo. No presupongas que una resina o un ajuste sirve para todas las indicaciones: comprueba la combinación de impresión, lavado y curado.

FABRICANTE ⁴. Ossvis · ficha técnica y manuales Lilivis PRINT/CURE: ossvis.com/en/Product/3D_Print.php

06 · SELECCIÓN DEL CASO

EL MATERIAL ADECUADO PARA CADA APLICACIÓN.

Poder mecanizar o imprimir un material no basta para confirmar su indicación clínica.

DualCraft™ · x2.

Diseño propietario del sprue en la base –
2 piezas de 1 bloque, con doble husillo en paralelo.



SIN HORNO · NANOHÍBRIDA



DEFINITIVO · DISILICATO



DualCraft™ : 2 restauraciones desde 1 bloque en casos compatibles.

La compatibilidad depende del material, bloque y estrategia CAM.

DualCraft™: dos piezas desde un mismo bloque en casos compatibles · infografía aportada por AldraScan²

APLICACIÓN	RUTA	CONDICIONES
Coronas y carillas	LM-100	Material, espesores y estrategia CAM compatibles.
Inlays y onlays	LM-100	Diseño y preparación según las instrucciones del material.
Puentes	LM-100	Extensión y conectores dentro de los límites del material y del bloque (máx. 40 mm).
Provisionales	LM-100 (PMMA) · impresión	PMMA fresado o resina de provisionales con protocolo validado.
Modelos y guías	Impresión	Resina indicada para el uso previsto y protocolo completo validado.

Planifica el flujo completo, no solo la fabricación. Una misma cita solo es viable si el caso, el material y todas sus etapas lo permiten, incluido el horno cuando el material lo exige.

FABRICANTE Aplicaciones según Ossvis (ossvis.com/en/Product/Lilivis_MILL.php) y Huvitz (huvitz.com/en/product/lilivis-print/). Cada referencia de material se valida antes de ofrecerla.

07 · PRECIOS CLAVE 2026

LO QUE CUESTA EMPEZAR A PRODUCIR.

PVP recomendado sin IVA. Te preparamos una propuesta cerrada con financiación bajo estudio.

40.140 €RUTA COMPLETA DE
FRESADO · SIN BLOQUES NI
TRANSPORTE**25,00 €**MATERIAL POR CORONA ·
MAZIC CLARO CAD**16,67 €**POR BLOQUE CON EL PACK
10 + 5

ELEMENTO	CONFIGURACIÓN	PVP SIN IVA
Lilivis SCAN LS-100	Escáner intraoral	5.890 €
L-CAD · L-CAM	Diseño y fresado, licencias perpetuas	1.500 € + 1.500 €
Lilivis MILL LM-100	Fresadora chairside, doble husillo	31.500 €* 31.500 € + 1.500 €
Instalación y formación	Lilivis · transporte no incluido	1.150 €
Duotron T-3200	Horno de cerámica para disilicato	4.490 €
Lilivis PRINT + CURE	Impresión y poscurado	3.910 € + 2.148 €
MAZIC Claro CAD	Caja de 5 · pack 10 + 5 (75 bloques)	125 € · 1.250 €
MAZIC Duro	Caja de 5 · Ø12 / Ø14	110 € / 130 €

* Precio recomendado: solicita oferta. Ruta completa = LM-100 + L-CAD + L-CAM + instalación Lilivis + Duotron T-3200.

PRECIO VERIFICADO tarifa AldraScan, 25/09/2026. Economía detallada (coronas para amortizar): Catálogo AldraScan Chairside 2026.

Para laboratorio: LM-100 + horno Duotron T-3200 para laboratorios que producen unitarias en bloque: 35.990 € + IVA (tarifa AldraScan).

NO VENDEMOS EQUIPOS. IMPLEMENTAMOS FLUJO DIGITAL COMPLETO.

Analizar → seleccionar → configurar → validar → instalar → formar → producir →
acompañar. Con técnico propio en Aragón, Cataluña, Comunitat Valenciana y Murcia.

CTA PRINCIPAL


Solicita tu estudio Chairside

Revisamos qué configuración tiene sentido para tus casos, tu volumen y tu forma de trabajar: casos habituales, equipo actual, coste externo, software y formación. Y si quieres, una demo con tu caso.



aldrascan.com/contact

VER DEMOSTRACIONES



YouTube @AldraScan

WHATSAPP **+34 610 754 358**

MÓVIL **+34 676 21 65 38**

info@aldrascan.com

aldrascan.com
store.aldrascan.com

YouTube @AldraScan · Instagram @aldrascan · LinkedIn /company/aldrascan · Facebook AldraScan